

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irs1 Para Wb Y Elisa - P35569

Número de artículo: CM0027926



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRS1 de ratón (sustrato 1 del receptor de insulina), adecuado para Western blot y ELISA. Útil para la investigación de la señalización de insulina, el metabolismo de la glucosa y las vías de crecimiento celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del Producto | IRS1 Rabbit pAb          |
| Observaciones/Alias | G972R; IRS-1             |
| Especie             | Ratón                    |
| ID de Gen (Humano)  | 3667                     |
| ID de Gen           | 16367                    |
| Inmunógeno          | Péptido sintético        |
| Fuente              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales |
| Aplicación          | WB, ELISA                |
| Reactividad Cruzada | Ratón                    |
| SWISS               | P35569                   |
| Peso Proteico       | 131 kDa                  |
| Envío               | Bolsa de hielo           |