

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35568

Número de artículo: CM0014028



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRS1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce IRS1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización de la insulina y la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRS1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HIRS-1; IRS1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3667
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1043-1242 de IRS1 humano (NP_005535.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P35568
Peso molecular	132 kDa
Envío	Bolsa de hielo