

Anticuerpo Monoclonal Anti-Irs2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Número de artículo: CM0008823



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra IRS2 humano, adecuado para Western Blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Peso molecular predicho de 137 kDa. Ideal para investigación en señalización por insulina y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRS2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IRS-2, Irs2, IRS 2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8660
ID del gen	8660
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1239-1338 de IRS2 humano (NP_003740.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4H2
Peso molecular de la proteína	137kDa
Envío	Bolsa de hielo