

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irs2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Número de artículo: CM0029071



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IRS2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Esencial para investigación en señalización de insulina, metabolismo de glucosa y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IRS2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IRS-2; IRS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	8660
GeneID	8660
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1238-1338 de IRS2 humano (NP_003740.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y4H2
Peso Proteico	137kDa
Envío	Bolsa de hielo