

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Iscu Para Wb, Elisa - Q9H1K1

Número de artículo: CM0026244



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra la proteína ISCU humana recombinante, adecuado para WB y ELISA. Validado para muestras humanas; se dirige a la proteína andamio mitocondrial involucrada en la biogénesis de los grupos hierro-azufre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ISCU
Observaciones/Alias	HML; ISU2; NIFU; NIFUN; hnifU; 2310020H20Rik; ISCU
Especie	Humano
GeneID (humano)	23479
GeneID	23479
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 de ISCU humano (NP_998760.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H1K1
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo