

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Isg20 Para Wb, Elisa - Q96Az6

Número de artículo: CM0015524



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ISG20 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Útil para estudios sobre inmunidad innata antiviral, genes estimulados por interferón y metabolismo del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ISG20 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD25, HEM45, ISG20
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3669
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 del ISG20 humano (NP_002192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AZ6
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo