

Anticuerpo Monoclonal Anti-Islet1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P61371

Número de artículo: CM0002219

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Islet1 humano (P61371), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la diferenciación neuronal y el desarrollo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Islet1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Isl-1; ISLET1; Islet1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3670
GeneID	3670
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de Islet1 humano (P61371).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P61371
Peso Proteico	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo