


Anticuerpo Policlonal Anti-Ist1 Para Wb, Elisa - P53990

Número de artículo: CM0029754



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IST1 (CHMP8, OLC1). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la citocinesis mediada por ESCRT-III y la dinámica de la envoltura nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IST1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OLC1; CHMP8; IST1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9798
GeneID	9798
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-335 del IST1 humano (NP_001257906.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53990
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo