


Anticuerpo Policlonal Anti-Isy1 Para Wb, Elisa - Q9ULr0

Número de artículo: CM0018163



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ISY1 humano, un factor de corte y empalme del pre-ARNm y regulador del procesamiento de miARN. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para investigaciones sobre corte y empalme y células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ISY1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FSAP33; ISY1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	57461
ID del gen	57461
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-307 de ISY1 humano (NP_001186398.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9ULR0
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo