

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Isyna1 Para Wb Y Elisa - Q9Nph2

Número de artículo: CM0027086

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ISYNA1 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta ISYNA1 humano, de ratón y de rata. ISYNA1 es la enzima limitante de la velocidad en la biosíntesis de mio-inositol. Adecuado para investigación en señalización metabólica y lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ISYNA1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	IPS; INO1; INOS; IPS 1; IPS-1; ISYNA1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	51477
ID del Gen	51477
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de ISYNA1 humano (NP_057452.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPH2
Peso Molecular de la Proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo