


Anticuerpo Policlonal Anti-Itch Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96J02

Número de artículo: CM0022728



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITCH (AIP4), validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la ligasa de ubiquitina E3 y las vías de señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITCH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; ITCH
Especie	Humano
GeneID (humano)	83737
GeneID	83737
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-155 de ITCH (NP_001244066.1).
Fuente	Anticuerpo de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96J02
Peso de la proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo