


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Itch (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q96J02

Número de artículo: CM0010554



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para ITCH (Q96J02), una ubiquitina ligasa E3. Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la ubiquitinación y las vías de señalización inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ITCH [validado por KO]
Observaciones/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Especie	Humano
ID de gen (humano)	83737
ID de gen	83737
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de ITCH humano (Q96J02).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96J02
Peso molecular de proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo