

Anticuerpo Policlonal Anti-Itfg1 Para Wb, Elisa - Q8Tb96

Número de artículo: CM0013338

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITFG1 humano, apto para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. El objetivo es una proteína inmunomoduladora de células T involucrada en la protección contra la enfermedad de injerto contra huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITFG1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TIP; CDA08; LNKN-1; 2310047C21Rik; ITFG1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	81533
ID del Gen	81533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 313-612 de ITFG1 humano (NP_110417.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TB96
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo