

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itga10 Para Wb Y Elisa - 075578

Número de artículo: CM0024281

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITGA10 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Adecuado para estudios de receptores de colágeno. Peso molecular de la proteína: 128kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITGA10 Rabbit pAb
Notas/Alias	PRO827; ITGA10
Especie	Humano
GenelD (Humano)	8515
GenelD	8515
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 801-1040 de ITGA10 humana (NP_003628.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075578
Peso molecular de la proteína	128kDa
Envío	Bolsa de hielo