


Anticuerpo Monoclonal Anti-Itga1/Cd49A () Para Fc - P56199

Número de artículo: CM0012666



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ITGA1/CD49a humano conjugado con para citometría de flujo. Reconoce la integrina alfa-1, un receptor de laminina y colágeno, lo que permite la detección fiable de esta molécula de adhesión celular en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ITGA1/CD49a humano
Observaciones/alias	VLA1; CD49a
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3672
ID del gen	3672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de ITGA1/CD49a humano (NP_852478.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P56199
Peso molecular de la proteína	131 kDa
Envío	Bolsa de hielo