

Anticuerpo Policlonal Anti-Itga3 Para Wb, Elisa - P26006

Número de artículo: CM0019322

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITGA3 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la función de la integrina alfa-3, la adhesión celular y la invasión del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITGA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3; ITGA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3675
GeneID	3675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 85-260 de ITGA3 humano (P26006).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26006
Peso Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo