

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itga8 Para Wb Y Elisa - P53708

Número de artículo: CM0017333

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITGA8, producido utilizando una proteína recombinante como inmunógeno. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Peso molecular objetivo: 117 kDa. ITGA8 es una subunidad alfa de integrina implicada en el desarrollo renal y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITGA8 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ITGA8
Especie	Humano
GenelD (humano)	8516
GenelD	8516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 907-1000 de ITGA8 humana (NP_003629.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P53708
Peso de la proteína	117 kDa
Envío	Bolsa de hielo