

Anticuerpo Policlonal Anti-Itga9 Para Wb, Elisa - Q13797

Número de artículo: CM0025116

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Integrina alfa-9 (ITGA9), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón. Ideal para estudios de investigación de adhesión celular y vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITGA9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RLC; ITGA4L; ALPHA-RLC; ITGA9
Especie	Humano
GeneID (humano)	3680
GeneID	3680
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-250 del ITGA9 humano (NP_002198.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q13797
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo