

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itgae (Cd103) Para Wb Y Elisa - P38570

Número de artículo: CM0026372



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la integrina alfa-E (CD103). Validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigar la adhesión de linfocitos, la inmunidad de mucosa y la biología de la barrera epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITGAE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD103; HUMINAE; ITGAE
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3682
ID del gen	3682
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-200 de la ITGAE humana (NP_002199.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38570
Peso de la proteína	130kDa
Envío	Bolsa de hielo