

Anticuerpo Policlonal Anti-Itgax Para Wb, If/Icc, Elisa - P20702

Número de artículo: CM0013100



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITGAX (CD11C) humano para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión de monocitos, respuestas inflamatorias y fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITGAX Conejo pAb
Observaciones/Alias	CD11C; SLEB6; ITGAX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3687
GeneID	3687
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 146-342 de ITGAX (NP_000878.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20702
Peso Molecular de la Proteína	128kDa
Envío	Bolsa de hielo