

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itgb6 Para Wb, Elisa - P18564

Número de artículo: CM0019719



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITGB6 humano para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce ITGB6 humano, de ratón y de rata. Receptor de integrina beta-6 implicado en la adhesión celular, la activación de TGF-beta y la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITGB6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AI1H; ITGB6
Especie	Humano
ID del gen	3694
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 732-788 de ITGB6 humano (NP_000879.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P18564
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo