

Anticuerpo Policlonal Anti-Itgb7 Para Wb, Elisa - P26010

Número de artículo: CM0030086



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ITGB7 para Western blot y ELISA, validado en humano y ratón. Se dirige a la integrina beta-7, un receptor clave de homing de linfocitos para la investigación de tejido linfoide asociado al intestino.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITGB7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ITGB7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3695
ID de Gen	3695
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de ITGB7 humano (NP_000880.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P26010
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo