

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itgb8 Para Wb Y Elisa - P26012

Número de artículo: CM0029509



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITGB8 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a la integrina beta-8, un receptor de fibronectina involucrado en la activación de TGF-beta y la vasculogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ITGB8
Observaciones/Alias	ITGB8
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3696
ID del gen	3696
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-320 de ITGB8 humano (NP_002205.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26012
Peso proteico	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo