

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itgbl1 Para Elisa Y Wb - 095965

Número de artículo: CM0021863

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITGBL1 validado para WB y ELISA. Reconoce ITGBL1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función de la proteína 1 similar a la beta de integrina en biología vascular y en la investigación de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITGBL1 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	OSCP; TIED; ITGBL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9358
GeneID	9358
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-300 de ITGBL1 humano (NP_004782.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	095965
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo