

Anticuerpo Monoclonal Anti-Itk/Emt Para Wb, Elisa - Q08881

Número de artículo: CM0005451



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ITK/EMT humano (tirosina-proteína quinasa ITK/TSK), validado para Western blot y ELISA. Esencial para estudios de señalización de células T, respuesta inmune y actividad de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITK/EMT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EMT; LYK; LPF51; PSCTK2; ITK/EMT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3702
Inmunógeno	Proteína recombinante de ITK/EMT humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q08881
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo