


Anticuerpo Policlonal Anti-Itln1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwa0

Número de artículo: CM0028742



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITLN1 humano (Intelectin-1/Omentina) validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata; ideal para estudios de inmunidad innata y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITLN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HL1; LFR; HL-1; INTL; ITLN; hIntL; omentina; ITLN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	55600
GeneID	55600
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-313 de ITLN1 humano (NP_060095.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8WWA0
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo