


Anticuerpo Policlonal Anti-Itpa Para Wb, Elisa - Q9By32

Número de artículo: CM0016040



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ITPA humana, una enzima del metabolismo de nucleótidos. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para estudiar la exclusión de purinas no canónicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ITPA Conejo pAb
Observaciones/Alias	DEE35; My049; ITPasa; NTPasa; C20orf37; dj794i6.3; HLC14-06-P; ITPA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3704
ID del Gen	3704
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-194 de la ITPA humana (NP_258412.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BY32
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo