


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itpka Para Wb, Elisa - P23677

Número de artículo: CM0021942



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ITPKA humana (inositol-trisphosphate 3-kinase A), adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de InsP3 y la señalización de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITPKA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IP3KA, IP3-3KA, ITPKA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3706
ID de Gen	3706
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 141-461 de ITPKA humana (NP_002211.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P23677
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo