

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itpkb Para Wb Y Elisa - P27987

Número de artículo: CM0025943

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ITPKB humana (IP3K-B), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la homeostasis del calcio y las vías de señalización de inositol fosfato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITPKB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IP3K; IP3KB; PIG37; IP3K-B; IP3-3KB; ITPKB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3707
GeneID	3707
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la ITPKB humana (NP_002212.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27987
Peso molecular de la proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo