

Anticuerpo Policlonal Anti-Itpr2 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14571

Número de artículo: CM0023514

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ITPR2 humano (IP3R2), un canal de calcio activado por IP3. Validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón, rata. Adecuado para investigación en señalización de calcio y músculo/corazón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ITPR2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ANHD; IP3R2; CFAP48; INSP3R2; ITPR2
Especie	Humano
ID del Gen	3709
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14571
Peso Proteico	308kDa
Envío	Bolsa de hielo