


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Itpr3 Para Wb, Elisa - Q14573

Número de artículo: CM0004035



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ITPR3 humano (IP3R3) para Western blot y ELISA. Ideal para el estudio de la liberación de calcio mediada por inositol 1,4,5-trisfosfato y la señalización intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITPR3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3710
GeneID	3710
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1630-1870 de ITPR3 humano (NP_002215.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14573
Peso proteico	304kDa
Envío	Bolsa de hielo