

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itprrip Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwb1

Número de artículo: CM0017157

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITPRIP humano (DANGER), específico para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudios de señalización de calcio que involucran la interacción del receptor de inositol 1,4,5-trifosfato y la biología de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITPRIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DANGER; KIAA1754; bA127L20; bA127L20.2; ITPRIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	85450
GeneID	85450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 101-290 de ITPRIP humano (NP_203755.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8IWB1
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo