


Policlonal Anti-Ivd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P26440

Número de artículo: CM0023115



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la IVD humana (isovaleril-CoA deshidrogenasa). Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Útil para estudios de catabolismo de leucina y oxidación mitocondrial de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IVD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IVDH; ACAD2; IVD
Especie	Humano
ID genético (Humano)	3712
ID genético	3712
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-200 de la IVD humana (NP_002216.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26440
Peso proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo