


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92905

Número de artículo: CM0016340



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JAB1/CSN5/COPS5 humano, una subunidad del signalosoma COP9 implicada en la desneddilación y la degradación de proteínas. Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra JAB1/CSN5/COPS5
Observaciones/alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Especie	Humano
GeneID (humano)	10987
GeneID	10987
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de JAB1/CSN5/COPS5 humano (NP_006828.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92905
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo