


Anticuerpo Policlonal Anti-Jade1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6le81

Número de artículo: CM0027625



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra JADE1 humano, una subunidad de andamio del complejo histona acetiltransferasa HBO1. Validado en WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de cromatina y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JADE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PHF17, JADE1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79960
ID de Gen	79960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-509 de JADE1 humano (NP_079176.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6IE81
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo