


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jade1 Para If/Icc, Elisa - Q6Ie81

Número de artículo: CM0017394



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo JADE1 validado para IF/ICC y ELISA. Detecta JADE1 humano y de ratón, una proteína andamio del complejo HBO1 involucrada en la acetilación de histonas, apoptosis y señalización Wnt. Ideal para investigación en cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo JADE1
Observaciones/Alias	PHF17; JADE1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79960
ID del Gen	79960
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-509 de JADE1 humano (NP_079176.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6IE81
Peso Proteico	96kDa
Envío	Bolsa de hielo