

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jag2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y219

Número de artículo: CM0018458



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo JAG2 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Dianas Proteína jagged-2, un ligando de Notch implicado en el desarrollo y la señalización. Ideal para investigación en biología del desarrollo y distrofia muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JAG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HJ2; SER2; LGMDR27; JAG2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3714
ID de Gen	3714
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-200 del JAG2 humano (NP_002217.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y219
Peso Proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo