

Anticuerpo Policlonico Anti-Jak1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23458

Número de artículo: CM0018794



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo anti-JAK1 validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con JAK1 de humano, ratón y rata. Apto para estudios de señalización de citoquinas y vía JAK-STAT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JAK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JTK3, AIIDE, JAK1A, JAK1B, JAK1
Especie	Humano
GeneID	3716
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 30-300 de JAK1 humano (NP_002218.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23458
Peso Molecular	133kDa
Envío	Bolsa de hielo