


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jak1 Para Wb Y Elisa - P23458

Número de artículo: CM0003746



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la tirosina quinasa JAK1 humana (P23458). Validado para Western blot y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de señalización de citocinas y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JAK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B; JAK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3716
GeneID	3716
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 de JAK1 humano (P23458).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23458
Peso de la proteína	133kDa
Envío	Bolsa de hielo