


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jak3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52333

Número de artículo: CM0014086



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a JAK3 humano, una tirosina quinasa no receptora implicada en la señalización de citoquinas. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JAK3 Rabbit pAb
Notas/Alias	JAKL; L-JAK; JAK-3; L-JAK; JAK3_HUMAN; JAK3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-530 de JAK3 (NP_000206.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P52333
Peso de la proteína	125kDa
Envío	Bolsa de hielo