

Anticuerpo Policlonal Anti-Jakmip2 Para Wb, Elisa - Q96Aa8

Número de artículo: CM0015250

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra JAKMIP2, validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la proteína de bobina enrollada asociada al aparato de Golgi en tejidos neuroendocrinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	JAKMIP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	NECC1; JAMIP2; JAKMIP2
Especie	Humana
ID génico (humano)	9832
ID génico	9832
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 561-810 de JAKMIP2 humano (NP_055605.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q96AA8
Peso de la proteína	95 kDa
Envío	Bolsa de hielo