

Anticuerpo Monoclonal Anti-Jam-A/Cd321/F11R Para Fc - Q9Y624

Número de artículo: CM0004178



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra JAM-A/CD321/F11R humano, adecuado para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 28-242), reacciona de forma cruzada con humano. Ideal para investigación de uniones estrechas, trans migración y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano JAM-A/CD321/F11R
Observaciones/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	50848
Inmunógeno	Proteína recombinante, Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-242 de JAM-A/CD321/F11R humano (NP_058642.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y624
Peso Molecular de la Proteína	27kDa/32kDa
Envío	Bolsa de hielo