

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jam-A/Cd321/F11R Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624

Número de artículo: CM0007674



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra JAM-A humana (F11R, CD321). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Específico para humanos. 33 kDa. Ideal para la investigación de las uniones estrechas, los estudios de trans migración de leucocitos y el análisis de la entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo JAM-A/CD321/F11R
Observaciones/Alias	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1, JAM-A/CD321/F11R
Especie	Humana
GeneID (humano)	50848
Inmunógeno	Proteína recombinante de JAM-A/CD321/F11R humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9Y624
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo