

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jam-A/Cd321/F11R Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y624

Número de artículo: CM0014384



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JAM-A humana (molécula de adhesión de unión A) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de uniones estrechas e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JAM-A/CD321/F11R pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1; JAM-A/CD321/F11R
Especie	Humano
ID de Gen	50848 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-238 de JAM-A/CD321/F11R humana (NP_058642.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y624
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo