

Anticuerpo Polimab® De Conejo Anti-Jam-A/Cd321/F11R Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y624 / O88792

Número de artículo: CM0005712



Introducción

PolymAb® de conejo dirigido a JAM-A/CD321/F11R, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce JAM-A humano, de ratón y rata. Ideal para investigación en uniones estrechas, activación plaquetaria y entrada viral. UniProt: Q9Y624 / O88792.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JAM-A/CD321/F11R PolymAb® de conejo
Observaciones/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Especie	Humano/Ratón
ID del gen (Humano)	50848
ID del gen	50848/16456
Inmunógeno	Proteína recombinante de JAM-A/CD321/F11R humano/de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y624/O88792
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo