

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jam2 Para Wb Y Elisa - P57087

Número de artículo: CM0026755

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-JAM2 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con JAM2 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la extravasación de leucocitos, la colonización de células madre hematopoyéticas y la biología de las uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JAM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JAMB; CD322; IBGC8; JAM-B; VEJAM; PRO245; VE-JAM; C21orf43; JAM2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	58494
ID de gen	58494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 29-238 de JAM2 humano (NP_067042.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P57087
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo