

Anticuerpo Policlonal Anti-Jdp2 Para Wb Y Elisa - Q8Wyk2

Número de artículo: CM0014403

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JDP2 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Adecuado para el estudio de la represión transcripcional mediada por AP-1 y los mecanismos de modificación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JDP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JUNDM2; JDP2
Especie	Humano
ID del gen	122953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-174 de JDP2 humano (NP_001128521.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q8WYK2
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo