


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jmjd1C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15652

Número de artículo: CM0023332



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-JMJD1C de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce JMJD1C (KDM3C/TRIP8) humano, de ratón y de rata, una lisina desmetilasa involucrada en la reparación del ADN y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JMJD1C Rabbit pAb
Notas/Alias	KDM3C; TRIP8; TRIP-8; JMJD1C
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	221037
ID de gen	221037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 354-448 de JMJD1C humano (NP_116165.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15652
Peso molecular de la proteína	285kDa
Envío	Bolsa de hielo