

## Anticuerpo Policlonal Anti-Jmjd6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nyc1

Número de artículo: CM0021524



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JMJD6 humano (PSR/PTDSR), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con JMJD6 humano y de ratón, una arginina desmetilasa y lisil-hidroxilasa bifuncional involucrada en el empalme de ARN y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Descripción                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | JMJD6 Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | PSR; PTDSR; PTDSR1; JMJD6                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 23210                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de JMJD6 humano (NP_055982.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                    |
| SWISS               | Q6NYC1                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 46kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |