

Anticuerpo Policlonal Anti-Jmjd7 Para Wb, Elisa - P0C870

Número de artículo: CM0028549



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra JMJD7 humano (P0C870), validado para WB y ELISA. Reconoce JMJD7 de humano, ratón y rata, una peptidasa bifuncional y lisil hidroxilasa implicada en la escisión de histonas y la regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	JMJD7 Rabbit pAb
Notas / Alias	JMJD7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100137047
GeneID	100137047
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-316 de la JMJD7 humana (NP_001108104.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0C870
Peso de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo